

KS B Kantonsspital Baden Ort der Gesundheit Zentrallabor Telefon +41 56 486 26 46, labor.administration@ksb.ch Kantonsspital Baden AG, Im Ergel 1, CH-5404 Baden		Endgültiger Bericht Hämatologie/Gerinnung			
		FID : 21555072 Name : GASSER Vorname : MARCEL Geb. Dat. : 21.06.1985 - M Bericht an: NF-Praxis		Seite 1/2	
Analyse		NF-PRAXIS 14.09.2025 17:15 14.09.2025 18:04 500016-7371		GER-ST 27.08.2025 11:11 27.08.2025 11:11 350827-7182	
Auftraggeber : Entnahme-Datum : Erfassung-Datum : Auftragsnummer : Referenzbereich					
Zellzählung					
Leukozyten NRBC-korrigiert 3,7-11,2 Tsd/µl		5,35			
Erythrozyten 4,32-5,66 Mio/µl		5,09			
Hämoglobin 14,4-17,5 g/dl		15,3			
Hämatokrit 41-53 %		45			
MCV 80-100 fl		88			
MCH 28-33 pg		30			
MCHC 32-36 %		34			
Erythrozyten-Verteilungsbreite 11,5-14,5 %		12,8			
Thrombozyten 150-450 Tsd/µl		217			
Normoblasten (Nucleated Red Blood Cells) %		0,00			
Normoblasten (NRBC) Tsd/µl		0,00			
Gerinnung					
Blutentnahme		einfach ①			
Quick venös (Neoplastin R) 130-70 %		99 ②			
Quick venös (Neoplastin R) 0,9-1,2 INR		1,0			
aPTT(PTT Automate,STAGO) 28.9-42.0 sec		31,7 ③			
Heparin-Monitoring: bitte via TZ1/2 oder antiXa					
Fibrinogen nach Clauss 2.0 - 4.0 g/l		3,5			
Thrombinzeit normal (TTnorm=TZ1) < 21 sec		18 ④			
D-Dimer quant. Li.-Hep.-Plasma <500 µg FEU/L		313 ⑤			
Thrombin/AT-III-Komplex° < 4.2 ug/l		5.4 *			
LMW-Heparin (Anti-Xa, Biophen) 0.5-1.5 U/ml		0,05 * ⑥			
Spezielle Gerinnung					
Faktor VIII 60-150 %		206 ** ⑦			
Antithrombin III 80-120 %		110			
Protein C (Aktivität) 70-130 %		146 *			
Protein S (Aktivität) 55-140 %		113			
Protein S frei (immunologisch) 70-148 %		115			
APC-Resistenz > 2.8 Ratio		5,3 ⑧			
LUPUS Antikoagulanzen indiziert .		HAD ZH			
Genetische Disposition					
Faktor V Leiden/FV:R506Q °		neg			
Bemerkungen:					
① Nüchtern! D.Hischier 27.08.2025					
② Quick Therapie: je nach Diagnose 2-4.5 INR.					
③ Wechsel des aPTT-Reagenz von «Cephascreeen/STAGO» auf «Automate/STAGO» per 30.3.23. Methoden-Verifizierung von 11-2022 bis 03-2023 (Daten bei Laborleitung). Referenzbereich neu: 28.9-42sec. Cave: Reagenz aPTT/Automate reagiert sehr sensitiv auf Heparin, weshalb UFHeparinisierung nicht über das aPTT-Reagenz kontrolliert werden sollte. Besser: Thrombinzeiten und/oder UFHeparin/antiXa. Literatur: Thromb Res 129 (2012) 666–667. Fachbereich Gerinnung & LL, 30.3.23					
④ Niedr.dos.Heparin:TTnorm 21-60sec. und TTHeP <12sec. / mittel/hoch dos.Heparin:TTnorm >60sec. und TTHeP 12-25sec. Wenn TTnorm im messbaren Bereich (20-60 sec.), wird keine TTHeP befundet.					
⑤ D-Dimer-Einheit gemäss internationalen Empfehlungen:µg Fibrinogen Equivalent Units (FEU)/L.“ Achtung: Aufgrund Methodenänderung sind unterschiedliche Werte zu erwarten als aus Citrat-Plasma.Gültig ab 11.04.2025 / LL					
⑥ Spitzenspiegel Dalteparin/Fragmin 4h post dosis Prophylaxe: 0.3 - 0.6 IU/ml Therapie: 0.5- ca. 1.5 IU/ml, je nach 1x/d oder 2x/d. Für detailliertere Angaben siehe Garcia et al. Chest 2012;141(2)					
⑦ Durch Zweitbestimmung in der gleichen Probe bestätigt.					
⑧ Beurteilung der Ratio bzgl. FV-Leiden Genotyp (FV-R5060Q): normal > 2.8 / FV-Leiden het.zyg. 1.3-1.8 /FV-Leiden hom.zyg. 0.9-1.1. Verifizierung über FV-Genotypisierung.					
Legende: * oder **: abgestuft pathologische Werte. °: extern bestimmt ^: Grauzone #: ausserhalb Therap. Bereich Gedruckt am 14.09.2025 19:16 Die Informationen auf der Website des Zentrallabors KSBaden sind Bestandteil dieses Berichtes. Die Website enthält Informationen zu Probenmaterialien, Unterauftragnehmer und zu präanalytischen und analytischen Parametern. Rohdaten sind gemäss internen Vorgaben abgelegt und allenfalls archiviert. Die Weiterverwendung der Laborresultate mit Quellenangabe ist gestattet					

KS B Kantonsspital Baden Ort der Gesundheit Zentrallabor Telefon +41 56 486 26 46, labor.administration@ksb.ch Kantonsspital Baden AG, Im Ergel 1, CH-5404 Baden		Endgültiger Bericht Hämatologie/Gerinnung			
		FID : 21555072		Seite 2/2	
		Name : GASSER			
		Vorname : MARCEL			
		Geb. Dat. : 21.06.1985 - M			
		Bericht an: NF-Praxis			
Analyse		NF-PRAXIS 14.09.2025 17:15 14.09.2025 18:04 500016-7371	GER-ST 27.08.2025 11:11 27.08.2025 11:11 350827-7182		
Prothrom.Mut.(nt20210 G->A)°			neg		
Legende: * oder **: abgestuft pathologische Werte. *: extern bestimmt ^: Grauzone #: ausserhalb Therap. Bereich Gedruckt am 14.09.2025 19:16 Die Informationen auf der Website des Zentrallabors KSBaden sind Bestandteil dieses Berichtes. Die Website enthaelt Informationen zu Probenmaterialien, Unterauftragnehmer und zu praeanalytischen und analytischen Parametern. Rohdaten sind gemaess internen Vorgaben abgelegt und allenfalls archiviert. Die Weiterverwendung der Laborresultate mit Quellenangabe ist gestattet					